

目が
かすむ

目が
疲れる

なんて
どれも
でしょ？

知らないんだ？
それならボクが
教えてあげる！

レンズ®

そのヒミツは
中面をチェック！

お問い合わせ先

〈日本アルコンビジョンケアコール〉

ミワクノヒトミ
0120-389-103

通話内容は、弊社サービス向上のために自動的に録音させていただいております。

コンタクトレンズ装脱方法のご案内

●コンタクトレンズ装脱方法動画のご案内

レンズのつけ方

<https://alcon-contact.jp/howto/step1/>

レンズの外し方

<https://alcon-contact.jp/howto/step2/>

※バーコードリーダー対応の携帯電話でのみ上記の各種バーコードがご使用になれます。
(機種によってはアクセスできない場合があります。)

プレジジョン ワン®シリーズのご紹介

近視・
遠視用



レギュラーパック
(1箱30枚入り/片眼30日分)



バリューパック
(1箱90枚入り/片眼90日分)

詳しい
製品情報は
こちら



乱視用



レギュラーパック
(1箱30枚入り/片眼30日分)

詳しい
製品情報は
こちら



施設名

●コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてからお求めください。●添付文書を必ずお読みいただき、取扱方法を守って正しくお使いください。●装着時間・使用期間を正しくお守りください。(装着時間には個人差があります。眼科医の指示に必ず従ってください。●目の定期検査は必ずお受けください。●少しでも目に異常を感じたら直ちに眼科医の検査をお受けください。●破損等の不具合のあるレンズは絶対に使用しないでください。

単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ
販売名: プレジジョン 1® 承認番号: 301008ZX00247000

日本アルコン株式会社

2503

販促品コード: L115E JP-PR1-2400028 ©2025 Alcon

1日使い捨て

近視用・遠視用 | 乱視用

生ジェル
レンズ®

知らないの？
お店の人は
知ってるよ。



うるぷる体験、夜まで続く。*1,2



プレジジョンワン®

Alcon

*1 個人差があります。*2 2022年アルコン調べ

スマホを見ていると

目が
乾く

だけど・・・
コンタクト

だいたい
同じ




アルコンの
生ジェル

アルコン独自のテクノロジーで

うるぶる体験、夜まで続く。^{※1、2}

スマホを見てると
瞳が乾き、目が疲れる...

そんなスマホユーザーの
10人中9人が
生ジェルレンズの
快適さを実感!^{※7}



イメージ図

レンズ表面は
含水率**80%以上**で
うるおいたっぷり!^{※3}

やわらかーい
つけ心地で
16時間ずーっと快適!^{※4}

取り扱いやすいから
コンタクトデビュー
の方にも!^{※1}



高酸素透過率^{※5}

シリコンハイドロゲル素材で、
目にたっぷり酸素を通します。



UVカット機能 (Class1)^{※6}

UVA96%、UVB99%カットで、
瞳を紫外線から守ります。

乱視症状のあなたには
プレジジョンワン[®]乱視用

こんな症状ありませんか？



PCやスマホを長時間
使うと目が疲れ
たり、肩や首が凝る



電光掲示板の文字
や数字が見にくい
ことがある



見えにくいと目を
細める癖がある



※写真はイメージです。

プレジジョンバランス8|4TMデザインで
**1日中クリアな視界と
快適なつけ心地**^{※1}



厚みのある箇所

イメージ図

乱視用コンタクトレンズは、まばたきのたびにレンズが回転してしまうと見え方がぼやけてしまいます。8時と4時の方向を厚く、6時方向を薄くする独自レンズデザインで、クリアな視界と快適なつけ心地が続きます。

Alcon

※1 個人差があります。 ※2 2022年アルコン調べ ※3 PRECISION1 (DDT2) Lens with Smart Surface study; Alcon data on file, 2019. ※4 Fogt J, Patton K. Long day wear experience with water surface daily disposable contact lenses. Clin Optom. 2022(14):93-99. ※5 Dk/t 100×10-9(cm/sec)・(mLO₂/mL×mmHg) (-3.00Dの場合) ※6 2018年アルコン調べ UVカット機能を備えたコンタクトレンズは、目や周囲の領域を完全には覆っていないため、UV遮断ゴーグルやサングラスなどの、UV遮断眼鏡の代わりにはなりません。 ※7 Shuixie MM, Luensmann D, Ng A, Guthrie S, Woods J, Jones L. Evaluating the Performance of Verofilcon A Daily Disposable Contact Lenses in a Group of Heavy Digital Device Users. Clinical Ophthalmology 2023;17: 3165-3176.