

体感してほしい
レンズ。[®] ※1

こんなお悩みはありませんか？

夕方になると
目がかすむ
気がする

交換日が
近づくと
ゴロゴロする

文字や景色が
にじんで
見える

かもしれません。

乱視用コンタクト装用時の見え方



*写真はイメージです。

* 装用感は個人差があります。

お問い合わせ先

〈日本アルコンビジョンケアコール〉

ミワクノヒトミ

0120-389-103



通話内容は、弊社サービス向上のために自動的に録音させていただいております。

製品情報

●レンズについて

<https://alcon-contact.jp/products/total14/astigmatic/>



コンタクトレンズ装脱方法のご案内

●コンタクトレンズ装脱方法動画のご案内

レンズのつけ方



<https://alcon-contact.jp/howto/step1/>

レンズの外し方



<https://alcon-contact.jp/howto/step2/>

*バーコードリーダー対応の携帯電話でのみ上記の各種バーコードがご使用になります。
(機種によってはアクセスできない場合があります。)

トータル 14[®]シリーズのご紹介



トータル 14[®]



トータル 14[®] 乱視用

おすすめレンズケア



消毒効果
99%
コンタクトレンズおまかせ泡洗浄
エーオーセプト[®] クリアケア[®]

[医薬部外品] 販売名:エーオーセプト[®] プラス



過酸化水素
タイプ
洗浄力×保湿力のW作用
オプティ・フリー プラス[®]

[医薬部外品] 販売名:オプティ・フリー プラス[®]

* 細菌・真菌・アカントアメバに対する消毒力／参照元: Gabriel MM. Biocidal Efficacy of a Hydrogen Peroxide Lens Care Solution Incorporating a Novel Wetting Agent. Eye Contact Lens 2019;45:164-170.

施設名

2週間交換

乱視用

乱視の方にも、

生感覺の、
2week.^{※1}

ワンランク上の
快適な装用感と安定した見え方。^{※1-3}



トータル フォーティーン[®] 乱視用

Alcon

*1 装用感には個人差があります。*2 見え方には個人差があります。

*3 Alcon Data on file:Ref-15340

乱視に悩むあなたにこそ

アルコンの
生感覺

その見え方、乱視

乱視の見え方

夜景の光が
にじんで
見える



乱視に悩むコンタクトレンズをお使いの方へ。


14日目でも、**生感覺[®]**のつけ心地を。^{*1}



細菌や汚れが
つきにくい^{*2}

目の表面を模倣した
独自技術による
“水のバリア”構造^{*2}

人の目の表面構造を模倣したポリマーナノ
ファイバーがレンズ表面に水のバリアを形成し、
しっかり保水。14日間、細菌や汚れの付着
を防ぎます。^{*2~6}



イメージ図


ワンランク上の快適な装用感^{*1,7}

レンズコアとレンズ表面の含水率を変化させた“水のグラデーション”構造^{*8}



レンズコアは含水率55%の素材だから、
適度な硬さでレンズ形状を保ち、扱いやすさを実現しました。

目やまぶたに触れるレンズ最表面の含水率はほぼ100%^{*8}
なのでうるおいたっぷり。そしてレンズコアの約13倍の
やわらかさ。^{*9}だから目の摩擦を感じにくく、^{*10}ワンランク
上の快適なつけ心地です。^{*1}



イメージ図

酸素をよく通す^{*12}

レンズにシリコーンハイドロゲル素材を
使用し、目にたっぷり酸素を通します。

UVカット機能^{*13, 14, 15}

- UVB 99%カット
- UVA 90%カット



安定した、
クリアな見え方^{*7, 11}

安定した見え方と
快適なつけ心地を追求した
アルコン独自のデザイン^{*1, 7, 11}

乱視用コンタクトレンズは、瞬きのたびにレンズ
が回転してしまうと、見え方がぼやけてしまい
ます。8時と4時の方向に厚みを持たせた独自
のレンズデザインで、優れた視力安定性を実
現します。



イメージ図